

dental **Express**

ortho **Express**

Benutzeranleitung - eRezept

(elektronisches Rezept)



1. eRezept - Voraussetzungen	3
2. Erstellen eines eRezeptes	4
2.1 Einleitung	4
2.2 So funktioniert das Erstellen eines eRezeptes	4
2.3 eRezept über easyTI anlegen, versenden und drucken	6
2.3.1 Anzeige des Patienten	7
2.3.2 Institution und Ausstellende Person	7
2.3.3 Ausstellungsdatum	7
2.3.4 Gebührenfrei	7
2.3.5 aut idem	7
2.3.6 Anzahl und Medikament (Freitext)	8
2.3.7 Dosieranweisungen	9
2.3.8 Button E-Rezept erstellen und Nur Vorschau anzeigen	10
a) E-Rezept erstellen	10
b) Nur Vorschau anzeigen	10
2.3.8 Aktionen	11
3. Erstellen eines eRezeptes über PZN-Verordnung	15

1. eRezept - Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Nutzung des eRezeptes erfüllt sein:

- Ein eHBA (elektronischer Heilberufsausweis) ist vorhanden.
- Der Konnektor verfügt über das PTV4-Upgrade oder eine höhere Version.
- Das KIM-Clientmodul Ihres DVOs ist eingerichtet.
- easyTI ist inkl. KIM-Adresse eingerichtet.
- Das Express-Update 8.78 oder eine höhere Version wurde installiert.
- Das Modul eRezept muss vorhanden sein.

2. Erstellen eines eRezeptes

2.1 Einleitung

Die Erstellung eines eRezeptes ist derzeit nur für Kassenpatienten möglich. Für den Patienten muss eine Versichertenkarte eingelesen oder ein Ersatzverfahren für die Versichertenkarte hinterlegt sein.

Wenn keine Verbindung zur TI möglich ist (z. B. bei Heim- und Hausbesuchen oder bei technischen Störungen), kann als Ersatzverfahren das Muster 16 (rosa Formular) verwendet werden.

Ausführliche Informationen zum eRezept erhalten Sie auf der Internetseite der KZBV: <https://www.kzbv.de/elektronisches-rezept.1392.de.html>

2.2 So funktioniert das Erstellen eines eRezeptes

Für das Erstellen eines eRezeptes öffnen Sie im Express-Programm das Programm  |Rezepte, AU etc. | und die Funktion |Kassenrezept|.

Beim Öffnen der Funktion | Kassenrezept | prüft das Programm die Kassen- und Kartendaten des gewählten Patienten.

Ist eine Versichertenkarte bzw. ein Ersatzverfahren gespeichert, öffnet sich ein blau hinterlegtes Fenster:



2. Erstellen eines eRezeptes

Die blaue Hinterlegung signalisiert Ihnen, dass ein eRezept erstellt werden kann.
In diesem Fenster bestimmen Sie das weitere Vorgehen:


Funktionen/Button	Kurzerläuterung
Zurück zum Rezeptdruck vor 2022	Soll ein Rezept im bisherigen Format erstellt werden, klicken Sie auf diesen Button. Dieser Weg kann erforderlich sein, wenn z. B. keine Internetverbindung vorhanden ist.
Weiter	Mit Klick auf Weiter wird easyTI geöffnet. Hier wird das eRezept erstellt, signiert und verschlüsselt in der Telematikinfrastruktur (TI) gespeichert.
Abbrechen	Klicken Sie auf Abbrechen werden alle Eingaben für ein Rezept verworfen und das Programm geht zurück zur Ausgangsposition.

2. Erstellen eines eRezeptes

2.3 eRezept über easyTI anlegen, versenden und drucken


Haben Sie in Express auf  geklickt, öffnet sich easyTI in Ihrem Internetbrowser.

Erscheint der Anmelde-Bildschirm müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort eingeben:



Anschließend klicken Sie auf |Anmelden|.

In easyTI wird im Fenster |E-Rezept| die Registerkarte |Freitextverordnung| geöffnet:



Sie können ein eRezept aber auch über die Registerkarten PZN-Verordnung, Wirkstoffverordnung oder Rezepturverordnung erstellen.

Die Eingabe über die Registerkarte |PZN-Verordnung| wird im Kapitel 3 beschrieben.

Die Eingaben unter den Registerkarten Wirkstoff- und Rezepturverordnung entsprechen der Freitextverordnung.

2. Erstellen eines eRezeptes

So funktioniert die Eingabe unter |Freitextverordnung|:

Erläutert werden die Felder (= blauer Rahmen), die Sie zum Erstellen eines eRezeptes ausfüllen müssen.

2.3.1 Anzeige des Patienten

Der gewählte Patient wird oben im grauen Bereich angezeigt:

E-Rezept
Vorname: **Anna** Nachname: **Test** Geburtsdatum: **30.06.1999** Versicherungsart: **GKV**

2.3.2 Institution und Ausstellende Person

Institution 004007458, Anton Beispiel, Musterstraße 22, 25335 Elmshorn	Ausstellende Person Anton Beispiel
---	---------------------------------------

In diese Felder werden automatisch die Arztdaten aus dem Express-Programm übernommen. Es werden die individuellen Eintragungen beim Patienten berücksichtigt.

Sind in Ihrer Praxis mehrere Ärzte tätig, können Sie den Arzt per Klick auf dieses Zeichen  ändern.

2.3.3 Ausstellungsdatum

Dieses Datum wird automatisch eingetragen und kann nicht geändert werden.

2.3.4 Gebührenfrei

Falls erforderlich aktualisieren Sie diese Angabe bitte.

2.3.5 aut idem

Die aut-idem-Regel ist automatisch aktiv. Per Mausklick können Sie die Funktion deaktivieren.

2. Erstellen eines eRezeptes

2.3.6 Anzahl und Medikament (Freitext)



1. Die Anzahl der Packungseinheit ändern Sie soweit es erforderlich ist.
2. Um ein Medikament als Freitext zu verordnen, klicken Sie auf dieses Icon .

Es öffnet sich ein Eingabefenster:



3. Im oberen Feld geben Sie das Medikament ein:

Muster:



4. Im unteren Feld geben Sie die Darreichungsform an.

Muster:



Hinweis:

In beiden Eingabefeldern können keine Textbausteine genutzt werden.

5. Die Freitexteingabe schließen Sie durch einen Klick auf `|Übernehmen|`.
6. Das Programm kehrt zurück zur Gesamtanzeige des Rezeptes.

2. Erstellen eines eRezeptes



7. Soll ein weiteres Medikament verordnet werden, klicken Sie erneut auf das Icon  und geben das nächste Medikament ein.

Beim Senden werden aus z. B. zwei Eingaben zwei eRezepte erstellt. Dies ist so gesetzlich vorgegeben. Sie müssen dann auch z. B. zwei QR-Ausdrucke erstellen.

8. Möchten Sie ein Medikament wieder entfernen, klicken Sie in der Rezeptanzeige auf das **X**:



9. Um ein Medikament zu ändern, klicken Sie auf den Text des Medikaments.

2.3.7 Dosieranweisungen

Das Medikament inkl. Darreichungsform wird angezeigt. Unterhalb dieser Anzeige können Sie zusätzlich das Feld |Dosieranweisungen| ausfüllen:



Hinweis:

Benötigen Sie für mehrere Medikamente unterschiedliche Dosieranweisungen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

a) Sie erstellen getrennte Rezepte.

b) Sie lassen das Feld im eRezept frei und händigen dem Patienten zusätzliche eine Medikationsanweisung aus. Hierfür gibt es keine Druckfunktion.

2. Erstellen eines eRezeptes

2.3.8 Button |E-Rezept erstellen| und |Nur Vorschau anzeigen|



Das eRezept kann über den Button |E-Rezept erstellen| und über |Nur Vorschau anzeigen| erstellt werden.

Über den Punkt |E-Rezept erstellen| wird nach der PIN-Eingabe direkt gesendet und der QR-Code angezeigt, den Sie bei Bedarf für Ihre Patienten ausdrucken können.

Über die |Vorschau| wird das Rezept angezeigt und Sie entscheiden, welcher Arbeitsschritt als nächstes ausgeführt werden soll.

Nachfolgend werden beide Möglichkeiten erläutert.

a) |E-Rezept erstellen|

Klicken Sie auf |E-Rezept erstellen|, wird das eRezept mit einer Signatur versehen und in der Telematikinfrastruktur gespeichert.

Für die Signatur muss der eHBA gesteckt sein.

Beachten Sie am Lesegerät die Hinweise und geben Sie den QES PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die PIN-Eingabe entfällt, wenn die Komfortsignatur aktiv ist.

Ist ein eRezept in der Telematikinfrastruktur gespeichert, kann eine Apotheke das Rezept abrufen, sobald der Patient:

- seine Versicherungskarte vorlegt,
- einen Ausdruck mit dem QR-Code vorlegt, oder
- die eRezept-App der gematik nutzt.

Damit der Patient von Ihnen den QR-Code erhält, müssen Sie zusätzlich einen Ausdruck über |Patientenausdruck| erstellen.

Der Ausdruck erfolgt auf Blankopapier.

b) | Nur Vorschau anzeigen|

Nutzen Sie die Funktion |Nur Vorschau anzeigen|, wird das eRezept am Bildschirm dargestellt:

2. Erstellen eines eRezeptes

E-Rezept vom 08.12.2023 (Bereit)

Vorname: Anna | Nachname: Test | Geburtsdatum: 30.06.1999 | Versicherungsart: GKV

1 von 1 | Automatischer Zoom

Krankenkasse bzw. Kostenträger Techniker-Krankenkasse 72	Impf- Sur- St- stich- halt- Bedarf
Name, Vorname des Versicherten Test Anna geb. am 30.06.1999	Anton Beispiel 032004711 Musterstraße 22 25335 Elmhorn Tel: 04121 238-100 E-Mail: testpraxis@beispiel.de Anton Beispiel Zahnarzt 333333391
Kostenartenkennung 101575519	Versicherungs-Nr. 3387654321
Statustext 3 00 00 00	Datum 08.12.2023
Diagnosekennung 032007458	Arzt-Nr. 333333391

Freisetz-Verordnung
1x Clindar-Sear 600mg-MUSTER 15 Filmtabletten

Dozierung: 1-1-1

Umfeldinformationen
Unfalltag: | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer: | Kostenträgertyp: GKV

Dokumentversion: 1.1.0 | PRF-Nr.: Y:000-0000-00-000
Dokumenttyp: eReA | DRG-ID: 180.000.225.975.224.43

Aktionen

- Bearbeiten
- Signieren
- Signieren und Übermitteln
- Stornieren
- Löschen
- Dokument teilen (KIM)

Ansicht wechseln

- Patientenausdruck
- Vorschau

Hier können Sie signieren, übermitteln und drucken.

2.3.8 Aktionen

Auf der rechten Seite werden Ihnen folgende |Aktionen| angeboten:

Aktionen

- Bearbeiten
- Signieren
- Signieren und Übermitteln
- Stornieren
- Löschen
- Dokument teilen (KIM)

Ansicht wechseln


- Patientenausdruck
- Vorschau

Bearbeiten	Über Bearbeiten können Sie zurück in die Eingabefelder des eRezeptes wechseln. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn noch nicht signiert und übermittelt wurde.
Signieren	Klicken Sie auf Signieren wird das eRezept signiert. Für die Signatur muss der eHBA gesteckt sein.

2. Erstellen eines eRezeptes

	<p>Beachten Sie am Lesegerät die Hinweise und geben Sie den QES PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</p> <p>Die PIN-Eingabe entfällt, wenn die Komfortsignatur aktiv ist.</p> <p>War das Signieren erfolgreich wird der Button übermitteln angeboten:</p> <div data-bbox="491 504 1091 566" style="border: 1px solid #c00000; padding: 5px; display: inline-block;"> übermitteln</div> <p>Über diesen Button können Sie das eRezept an die Telematikinfrastruktur senden.</p>
Signieren und übermitteln	Klicken Sie auf diesen Button wird das Signieren und Übermitteln in einem Arbeitsgang durchgeführt.
Stornieren	Dieser Button ist aktiv, sobald die Übermittlung stattgefunden hat.
Löschen	Solange ein eRezept noch nicht übermittelt wurde, kann es gelöscht werden.
KIM	Sie können das Rezept auch per KIM an eine Adresse aus dem Verzeichnisdienst (VZD) senden.
Patientenausdruck	<p>Sobald das eRezept übermittelt wurde, ist dieser Button aktiv.</p> <p>Hier drucken Sie den Code (QR/Token) für den Patienten aus.</p> <p>Klicken Sie auf Patientenausdruck , erhalten Sie eine Druckvorschau:</p>

2. Erstellen eines eRezeptes

	 <p>Den Ausdruck nehmen Sie über das Druckersymbol  vor. Sie können auf DIN A4 oder DIN A5 Blankopapier ausdrucken.</p>
Vorschau	Über diesen Button kommen Sie vom Patientenausdruck zurück in die allgemeine Anzeige.

2. Erstellen eines eRezeptes

Ist das eRezept fertiggestellt, schließen Sie das Fenster |E-Rezept| über das X.

Über die Taskleiste wechseln Sie zurück in das Express-Programm.

In dem Fenster |eRezept erstellen| wird jetzt der Button |Fertig| angeboten:



Klicken Sie auf den Button |Fertig|, um auch in Express die Eingabe zu beenden.

In der Patientenakte erfolgt eine Eintrag, dass das eRezept erstellt wurde. Details zu dem eRezept können Sie über easyTI einsehen.

3. Erstellen eines eRezeptes über PZN-Verordnung

Erstellen Sie ein eRezept über die Registerkarte |PZN-Verordnung|, werden mit Ausnahme des Medikaments, alle Felder wie bei der Freitextverordnung ausgefüllt:

The screenshot shows the 'E-Rezept' interface with the 'PZN-Verordnung' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Patient Information:** Name: Anna, Nachname: Test, Geburtsdatum: 30.06.1999, Versicherungsart: GKV.
- Address:** 084087458, Anton Beispiel, Musterstraße 22, 25925 Elmhorn.
- Issuing Person:** Anton Beispiel.
- Issue Date:** 08.12.2023.
- Medication Entry:** Anzahl: 1, Medikament (PZN): [empty], Kategorie: Arzneimittel.
- Other Fields:** Gebühnfrei, g27a 303 V, noctu, Dosierungsanweisungen: 0/60, Abgabeweise: 0/100, Unfallkennzeichen, Unfalltag, Unfallvererb oder Arbeitgebernummer, Versicherungsparameter, IK des zuständigen Kostenträgers: 0/9, Name des Kostenträgers, Mehrfachverordnen, Teil, von, Beginn Einlösefrist, Ende Einlösefrist.
- Buttons:** E-Rezept erstellen, Nur Vorschau anzeigen.

10. Klicken Sie im Feld |Medikament| auf  öffnet sich der PZN-Katalog:

The screenshot shows the 'Medikament (PZN)' catalog with a search bar and a list of medications. The search bar contains the text 'Suche...'. The list includes the following entries:

Handelsname	Hersteller	Normgröße	Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
AHP 200®	MIP Pharma GmbH	N3	100 St	Filmtabletten	02420717
Allopurinol AL 100	ALIUD Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	03399818
Allopurinol AL 300	ALIUD Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	03399847
Allopurinol-ratiopharm® 100 ...	ratiopharm GmbH	N3	100 St	Tabletten	01675496
Amlodipin (besilat) AbZ 10 mg	AbZ Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	04400251
Amlodipin (besilat) AbZ 5 mg	AbZ Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	04382642
Amlodipin - 1 A Pharma® 5 mg...	1 A Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	00899893
Amlodipin besilat Dexcel® 10 ...	Dexcel Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	08454551
Amlodipin besilat Dexcel® 5 mg	Dexcel Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	08454491
Amlodipin Fai-Med Healthcare...	FaiMed Healthcare GmbH	N3	100 St	Tabletten	10420513
Amlodipin Winthrop® 5 mg	Zentiva Pharma GmbH	N3	100 St	Tabletten	02145553
Amoxi 1000 1A Pharma®	1 A Pharma GmbH	N1	10 St	Filmtabletten	00658805
Amoxi 1000 1A Pharma®	1 A Pharma GmbH	N2	20 St	Filmtabletten	00658811
Amoxi 500 - 1 A Pharma®	1 A Pharma GmbH	N2	20 St	Filmtabletten	03410916
Amoxi-Clavulan Aurobindo 87...	PUREN Pharma GmbH & Co. KG	N1	10 St	Filmtabletten	08841199
Amoxi-Clavulan Aurobindo 87...	PUREN Pharma GmbH & Co. KG	N2	20 St	Filmtabletten	08841207
Amoxi-Clavulan STADA® 875/...	STADAPHARM GmbH	N1	10 St	Filmtabletten	01892265

Below the table, there is a 'Manuelle Eingabe' section with fields for PZN (0/5), Handelsname, Therapiesuche (Keine Angabe), Menge, Einheit, and Darreichungsform. A 'Übernehmen' button is located at the bottom right.

11. Über das Suchfeld können Sie per Name oder PZN-Nummer nach dem benötigten Medikament suchen:

The screenshot shows the 'Medikament (PZN)' catalog with the search bar containing 'dol'. The search results are as follows:

Handelsname	Hersteller	Normgröße	Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
dolom® TN	Glenwood GmbH		27 St	Tabletten	02758994
dolom® TN	Glenwood GmbH		36 St	Tabletten	02759002
dolom® TN	Glenwood GmbH	N1	10 St	Tabletten	00778219

3. Erstellen eines eRezeptes über PZN-Verordnung

12. Per Mausklick übernehmen Sie das entsprechende Medikament in das Rezept.


13. Sie können auch manuelle Eingaben vornehmen:



14. Soll ein weiteres Medikament verordnet werden, klicken Sie erneut auf das Icon  und geben das nächste Medikament ein.

Beim Senden werden aus z. B. zwei Eingaben zwei eRezepte erstellt. Dies ist so gesetzlich vorgegeben. Sie müssen dann auch z. B. zwei QR-Ausdrucke erstellen.

15. Möchten Sie ein Medikament wieder entfernen, klicken Sie in der Rezeptanzeige auf das **X**:



16. Um ein Medikament zu ändern, klicken Sie auf den Text des Medikaments.

Wenn Sie das Medikament übernommen haben, können Sie das Feld für die Dosierungsangaben ausfüllen.

Hinweis:

Benötigen Sie für mehrere Medikamente unterschiedliche Dosieranweisungen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

a) Sie erstellen getrennte Rezepte.

b) Sie lassen das Feld im eRezept frei und händigen dem Patienten zusätzliche eine Medikationsanweisung aus. Hierfür gibt es keine Druckfunktion.

17. Das Signieren, Übermitteln und Drucken erfolgt wie bei der Freitextverordnung.

Computer Forum GmbH
Norderstr. 26 ■ 25335 Elmshorn
Fon: +49 - (0) - 4121 - 2380
Fax: +49 - (0) - 4121 - 20336
www.dental-vision.de
info@dental-vision.de

Geschäftsführer
Hans Georg Schilling
Registergericht Pinneberg
HRB 1529 EL

Bankverbindung
VR Bank in Holstein eG
IBAN DE44 2219 1405 0017 0830 90
BIC GENODEF1PIN
Steuernummer: 18 / 294 / 06653
Ust.-Id.-Nr. DE 134 847 405

ortho ~~Express~~
dental ~~Express~~
e ~~Wimer~~
e ~~Archiv~~